

Hướng dẫn cài đặt ChemImage

ChemImage chuyển ảnh công thức cấu tạo và sơ đồ phản ứng thành bản vẽ ChemDraw có thể chỉnh sửa. Mọi xử lý diễn ra **ngay trên máy của bạn**. Chương trình không cần Internet và không gửi ảnh đi đâu.

Máy cần có

Yêu cầu	Chi tiết
Máy	Mac chip Apple M1, M2, M3, M4 trở lên (không chạy trên Mac chip Intel)
macOS	12 (Monterey) trở lên
Bộ nhớ trống	Khoảng 3 GB
ChemDraw	Không bắt buộc. Nếu có, chương trình mở kết quả thẳng bằng ChemDraw

Cách xem máy dùng chip gì: bấm biểu tượng **Apple** ở góc trên bên trái màn hình → **About This Mac** (Giới thiệu về máy Mac này) → dòng **Chip** phải ghi *Apple M...*

Bước 1 — Cài đặt

- Nhấp đúp file **ChemImage-...-macOS-AppleSilicon.dmg**. Một cửa sổ hiện ra, có biểu tượng **ChemImage** và thư mục **Applications**.
- Kéo biểu tượng ChemImage thả vào thư mục Applications**. Đợi khoảng 1 phút để máy chép xong.
- Đóng cửa sổ đó. Ở thanh bên trái của Finder, bấm nút  cạnh chữ **ChemImage** để tháo ổ đĩa ảo.

Bước 2 — Mở lần đầu (chỉ làm một lần)

ChemImage không mua chứng nhận của Apple, nên lần đầu mở, macOS sẽ chặn với thông báo *"Apple không thể xác minh ChemImage..."*. Bạn làm như sau:

- Mở **Applications** (Ứng dụng), nhấp đúp **ChemImage**. Khi thông báo hiện ra, bấm **Done** (Xong). **Không** bấm *Move to Trash*.
- Bấm biểu tượng **Apple** → **System Settings** (Cài đặt hệ thống) → **Privacy & Security** (Quyền riêng tư & Bảo mật).
- Kéo xuống dưới cùng. Bạn sẽ thấy dòng *"ChemImage was blocked..."*. Bấm **Open Anyway** (Vẫn mở).
- Nhập mật khẩu máy (hoặc dùng Touch ID), rồi bấm **Open Anyway** thêm một lần nữa.

Trên macOS 14 trở về trước: chỉ cần **chuột phải** (hoặc giữ phím Control rồi bấm) vào ChemImage → **Open** → bấm **Open**.

Từ lần sau, chỉ cần nhấp đúp ChemImage như mọi ứng dụng khác. Có thể kéo ChemImage xuống thanh Dock để mở nhanh hơn.

Bước 3 — Sử dụng

- Mở ChemImage. Một **cửa sổ nhỏ** hiện ra với dòng *"Đang khởi động..."*. **Lần đầu tiên** có thể mất **1–2 phút** vì macOS kiểm tra ứng dụng mới; các lần sau chỉ khoảng 10 giây. Đừng tắt trong lúc chờ.

2. Trình duyệt (Safari hoặc Chrome) **tự mở** trang ChemImage.
3. Đưa ảnh vào bằng một trong ba cách:
 - **kéo thả** file ảnh vào trang;
 - chụp màn hình bằng **⌘ + Shift + Control + 4** rồi vào trang nhấn **⌘ + V**;
 - bấm **Chọn ảnh**.
4. Sau 1–3 giây, kết quả hiện ra:
 - khung **xanh** là nhận dạng tốt;
 - khung **vàng** là cần kiểm tra lại;
 - khung **đỏ** là chương trình không đọc được.
5. Bấm **Mở tất cả trong ChemDraw**, hoặc **Copy cho ChemDraw** rồi nhấn **⌘ + V** trong ChemDraw.

Nếu lỡ đóng trang trình duyệt, bấm biểu tượng  trên thanh menu → **Mở giao diện ChemImage**, hoặc nhấp đúp lại ChemImage trong Applications.

Tắt chương trình

Chọn một cách bất kỳ:

- Trên trang ChemImage ở trình duyệt, bấm nút **Tắt chương trình** (góc trên bên phải).
- Bấm biểu tượng  trên thanh menu (góc trên bên phải màn hình) → **Thoát ChemImage**.
- **Chuột phải** vào biểu tượng ChemImage dưới Dock → **Thoát ChemImage**.
- Bấm **Thoát** trên cửa sổ nhỏ của ChemImage, hoặc đóng cửa sổ nhỏ đó.

Đóng trình duyệt thì sao? Khi bạn đóng mọi trang ChemImage trên trình duyệt, chương trình **tự tắt sau khoảng 2 phút**. Nếu chỉ lỡ tay đóng trang, mở lại trong 2 phút này bằng biểu tượng  → **Mở giao diện ChemImage**.

Gỡ cài đặt

1. Tắt ChemImage.
2. Mở **Applications**, kéo **ChemImage** vào **Thùng rác**.
3. Nếu muốn, xoá thêm thư mục **Documents** → **ChemImage Exports** (chứa các file đã mở bằng ChemDraw).

Gặp sự cố?

Hiện tượng	Cách xử lý
Không thấy nút <i>Open Anyway</i>	Mở ChemImage thêm một lần để macOS ghi nhận, rồi quay lại Privacy & Security
Báo " <i>ChemImage is damaged</i> " (hỏng)	File tải về bị lỗi giữa chừng. Hãy tải lại file .dmg
Cửa sổ nhỏ báo " <i>Lỗi khi khởi động</i> "	Thoát rồi mở lại. Nếu vẫn lỗi, gửi cho người hỗ trợ thư mục Library → Logs → ChemImage (trong Finder: menu Go → giữ phím Option → Library)
Trình duyệt không tự mở	Bấm biểu tượng  trên thanh menu → Mở giao diện ChemImage

Hiện tượng	Cách xử lý
Trang báo " <i>ChemImage</i> đã tắt"	Chương trình đã được tắt, hoặc tự tắt vì không có trang nào mở quá 2 phút. Mở lại ChemImage trong Applications
Nhận dạng sai nhiều	Chụp ảnh nét hơn (phóng to tài liệu trước khi chụp), rồi sửa bằng nút Sửa trên từng kết quả